

№ п/п	Наименование изделия	Ед. изм.
1.	Амортизатор 0411.03.02.002	шт.
2.	Амортизатор 0411.03.15.158	шт.
3.	Амортизатор 0471.22.00.005	шт.
4.	Амортизатор 404С.03.02.004	шт.
5.	Амортизатор Ц2.26.01.013	шт.
6.	Бобышка 0411.03.03.029	шт.
7.	Буфер 0406К.01.02.003	шт.
8.	Буфер 287.01.01.001	шт.
9.	Буфер ПБА1016ГТ.01.02.003	шт.
10.	Втулка 0401.16.01.003	шт.
11.	Втулка 0401.16.01.005	кг.
12.	Втулка 0401.36.11.098	шт.
13.	Втулка 0411.12.00.011	шт.
14.	Втулка 0521М.06.01.003	шт.
15.	Втулка 285.03.05.011	шт.
16.	Втулка 9051.06	шт.
17.	Втулка 9051.06А	шт.
18.	Втулка ПК-1Г.00.00.006-03	шт.
19.	Втулка упругая 0411.02.04.004	шт.
20.	Кольцо 0471.22.01.031	шт.
21.	Кольцо 287.06.01.019	шт.
22.	Крышка вилки ФБИР.735221.001	шт.
23.	Полукольцо 0411.03.02.094	шт.
24.	Полукольцо 0463К.04.01.013	шт.
25.	Пробка 040126.03.004	шт.
26.	Прокладка 0471.22.01.019	шт.
27.	Прокладка 0471.22.02.125	шт.
28.	Прокладка ПБА 1010ГТ.12.00.202	шт.
29.	Прокладка ПУ.00.00.158	шт.
30.	Прокладка ПУ.00.00.158-01	шт.
31.	Ролик ПБА 1010ГТ.0000050-01	шт.
32.	Трубка защитная 9063.07	шт.
33.	Упор 285М.06.00007А	шт.
34.	Чехол 285 М.03.00.293	шт.
35.	Чехол 285М.03.00.294	шт.
36.	Чехол С 52.00.0013	шт.
37.	Шнур 1-4С ф10 ГОСТ 6467-79	кг.
38.	Шнур 1-4С ф20мм	кг.